

Permanon Ricambio Glass Premium RTU*

Codice del prodotto: 81032
Disponibilità: 7



Prezzo: € 14,01

Tax Ex: € 11,48

Short Description

Lava e protegge in un solo passaggio per vetri ed arredi, **fornito senza erogatore spray**

Descrizione



PERMANON® GLASS PREMIUM RTU pronto all'uso - Flacone Ricambio da 500 ml (fornito senza erogatore spray)

Prodotto pronto all'uso pulisce vetri e superfici rilasciando uno speciale protettivo a base silicio che dura una settimana. Un solo prodotto per la pulizia e protezione senza risciacquo di vetri ed arredi.

Pulite ad esempio metà superficie di un vetro con GLASS usando un panno in microfibra e agendo in senso rotatorio e asciugatelo. Prendete un pezzo di carta (carta asciugamani o da rotolo wc andrà benissimo) ed appogiatela sulla parte più lontana della parte del vetro non pulita con GLASS. Spingetela premendo con forza fino ad arrivare alla parte pulita con GLASS lascio a voi i commenti, grazie per aver aderito al test.

Garantiamo la superficie pulita con Glass per 1 settimana, se dovete ripassarla (es. per delle impronte delle mani) usate solo un panno pulito in microfibra inumidito con acqua ed il risultato sarà meglio di pulirlo con un prodotto chimico.

Un bel risparmio !

Stesso effetto si ha sui mobili, computer, cristalli, acciaio inox (es. ascensori) e tutte le superfici per lo più interne di un edificio.

Ha ! dimenticavo che la superficie respinge da adesso elettrostaticamente la polvere.

Anche GLASS 2in1 fa parte della formulazione in nanotecnologia contenente puro silicio monomero Si14.

CONTENUTO: ml 500 - prodotto pronto all'uso (**inserire l'erogatore spray del flacone vuoto**).

SOLUZIONE PRONTA ALL'USO

Nella linea di Permanon Glass offriamo il prodotto Pronto all'uso e, pertanto, è disponibile una soluzione prefabbricata immediatamente pronta per l'uso.

Con **500** ml Pronto all'uso è possibile trattare un'area fino a **50** mq. Importante: questa soluzione applicativa è stata prodotta con acqua medicinale e può quindi essere conservata per circa **1 anno** .